



FILTRA BAG®

FILTRA BAG®

El **FILTRA BAG®** es una bolsa de homogeneizador diseñada para facilitar el muestreo de alícuotas. La membrana de filtro permite el paso de bacterias entre los compartimentos, mientras bloquea los residuos más grandes. Una solución ideal para las muestras que requieren estar libres de partículas sólidas para el análisis microbiológico. Su diseño, compatible con todos los tipos de homogeneizadores, evita el bloqueo de la pipeta.

¡El Filtra Bag® es la bolsa perfecta para usar en un homogeneizador!

Características y ventajas

- Hecha de tereftalato de polietileno (PET) para eliminar riesgos de perforación durante el procesamiento en homogeneizador
- Membrana de filtro de tamaño completo con un diámetro de poro de aproximadamente 330 micrones para facilitar la filtración de sustancias semisólidas o sólidas
- Solución comprobada para cualquier homogeneizador de serie 400 y 3500
- Proceso de esterilización por radiación gamma
- Disponible en varios formatos




Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343



FILTRA BAG® GUÍA DE USO



Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343

