



SECURE-T®

## SECURE-T®

Le **SECURE-T®** est le sac broyeur idéal pour répondre à vos besoins en termes de tests et d'analyses en laboratoire. Disponible pour toutes les dimensions de broyeurs, son ouverture maximale en fait une solution facile d'usage et appréciée des milieux où beaucoup de tests sont effectués.

**Conçu pour résister aux homogénéisateurs les plus robustes.**

## Caractéristiques et avantages

- Fait de polyéthylène vierge extrudé ce qui garantit une stérilité interne
- Large ouverture facilitant l'insertion de l'échantillon
- Conçu pour tous les types d'homogénéisateur
- Bande détachable dans le haut du sac éliminant le risque de contamination interne
- Offert en plusieurs grandeurs pour répondre à tous vos besoins
- Sans RNase, DNase et pyrogènes




**Inspiré par vos défis**

**LABPLAS**

**VISITEZ [LABPLAS.COM](http://LABPLAS.COM) POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343**



# SECURE-T® GUIDE D'UTILISATION



Inspiré par vos défis

LABPLAS

VISITEZ [LABPLAS.COM](http://LABPLAS.COM) POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343

