

## INFORMACIONES GENERALES

Categoría : Kits esteriles de muestreo

Familia : Sani-Sponge

Caducidad: 5 años

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Este kit consta de una bolsa Twirl'em y una esponja sin biocidas para tomar muestras de diversas superficies.



## Guía de volumen

<sup>1</sup>Volumen total: El volumen total corresponde a la capacidad máxima que la bolsa puede contener cuando está llena hasta el borde, sin posibilidad de cerrarla.

<sup>2</sup>Volumen de cierre: El volumen de cierre corresponde a la capacidad máxima que la bolsa puede contener cuando está cerrada con un triple giro para asegurar un transporte seguro.

<sup>3</sup>Volumen funcional: El volumen funcional corresponde al volumen de diluyente o muestra según los requisitos de la prueba.

## INFORMACIONES ESPECÍFICAS

## RECIPIENTE

Tipo de recipiente :	Bolsa
Material :	Mezcla de polietileno
Color :	Transparente
Dimensión :	114 x 229 mm / 4.5 x 9 plg
Espesor :	0.0635 mm / 63.5 micron / 2.5 mil.po
Volumen total <sup>1</sup> :	650 ml / 22 oz
Volumen de cierre <sup>2</sup> :	390 ml / 13 oz
Volumen funcional <sup>3</sup> :	100 ml / 3 oz
Tipo de impresión :	Área de escritura
Sistema de apertura :	Línea perforada
Sistema de cierre :	Cierre con 2 alambres redondos
Estéril :	Sí
Fin de vida del producto :	Recyclable

## INSERCIÓN

Tipo de inserción :	Esponja de poliuretano
Descripción :	Esponja de espuma de poliuretano hidrófila. Color blanco. Dimensiones (largo x ancho): 3" x 1,25" (77 mm x 31,8 mm). Libre de biocidas.
Biodegradable :	No reciclable

## INSERCIÓN

Tipo de inserción :	
Descripción :	
Biodegradable :	

## CALDO

Nombre :	NA
Tipo de solución :	NA
pH :	NA

## OTRO

--

**DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE**

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

**INFORMACION DE EMBALAJE**

Dimensión de la caja exterior : Alto x Profundidad x Ancho)	9.50 X 14.13 X 16.25
Peso de la caja :	7.80 LB / 3.54 KG
Condiciones de embalaje :	400 (4 x100)
Condiciones de almacenamiento :	Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

**DECLARACIÓN**

CFIA	Las bolsas de muestreo de LABPLAS son una solución que podría utilizarse en el plan de control preventivo (PCP) de la CFIA en relación con los siete principios del sistema HACCP. El PCP es una iniciativa federal canadiense derivada del Reglamento sobre la inocuidad de los alimentos en el Canadá (RSAC).
EU	Todos los materiales utilizados para la fabricación de bolsas de muestras LABPLAS cumplen, si procede, las normas de contacto alimentario Eu No10/2011 para la migración de partículas.
FDA	La película plástica utilizada en la producción de la bolsa de muestras LABPLAS cumple con las disposiciones de la Regulación 21 CFR 177.1520 de la Food and Drug Administration.
Materia libre de biocidas	Materia libre de biocidas
Estéril	La esterilidad se proporciona mediante irradiación. La dosis de esterilización que garantiza un nivel de garantía de esterilidad (NGE) de 10 <sup>-3</sup> se ha establecido de acuerdo con la norma ISO 11137.

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com