

INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Soporte individual

Caducidad: 27 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Soporte individual mantiene la bolsa de muestreo abierta en posición vertical.



INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Soporte
Material :	Policarbonato
Color :	Transparente
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -100°C a 135°C
Dimensión :	133 x 127 mm / 5.3 x 5 plg
Autoclavable:	No
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	8.06 X 13.13 X 6.63
Peso de la caja:	1.00 LB / 0.45 KG
Condiciones de embalaje:	1 (1 x 1)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

OTRO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

DECLARACIÓN

No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
------------	-------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com