

INFORMATION GÉNÉRALES

Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: Support individuel

Durée de vie: 27 ans

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Support individuel permet de garder le sac d'échantillonnage ouvert à la position verticale.



INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Type d'item :	Support
Matériel :	Polycarbonate
Couleur :	Transparent
Résistance :	Résistance à la température de -100°C à 135°C
Dimension :	133 x 127 mm / 5.3 x 5 po
Autoclavable :	Non
Stérile :	Non
Fin de vie du produit :	Recyclable

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H)	8.06 X 13.13 X 6.63
Poids de la caisse:	1.00 LB / 0.45 KG
Conditionnement:	1 (1 x 1)
Condition d'entreposage:	Aucune condition d'entreposage

AUTRE

DOCUMENTATION DISPONIBLE

Fiche technique	Certificat de conformité
Certificat d'analyse	Fiche SDS
Certificat de stérilité	Déclaration pyrogènes
ADNase/ARNase	

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

DÉCLARATION

Non-stérile	Ce produit est offert non-stérile.
-------------	------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com