

### INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Clip de cierre

Caducidad: 27 años

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El clip de cierre está fabricado en plástico PVC y está diseñado para cerrar bolsas sin sistema de cierre y garantizar un cierre hermético y seguro.



### INFORMACIONES ESPECÍFICAS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de artículo :         | Herramienta                                  |
| Material :                 | Cloruro de polivinilo                        |
| Color :                    | Blanco y verde                               |
| Resistencia :              | Resistencia a la temperatura de -10°C a 80°C |
| Dimensión :                | 0 x 381 mm / 0 x 15 plg                      |
| Autoclavable:              | No   |
| Estéril :                  | No   |
| Fin de vida del producto : | Recyclable                                   |

### INFORMACION DE EMBALAJE

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Dimensión de la caja exterior :<br>(Alto x Profundidad x Ancho) | 4.38 X 24.38 X 4.38               |
| Peso de la caja:  | 1.00 LB / 0.45 KG                 |
| Condiciones de embalaje:  | 10 (1 x 10)                       |
| Condición de almacenamiento:                                    | Sin condiciones de almacenamiento |

### OTRO

## DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ficha técnica              | Certificado de conformidad        |
| Certificado de análisis    | Ficha de Datos de Seguridad (FDS) |
| Certificado de esterilidad | Declaración pirógenos             |
| DNasa/RNasa                |                                   |

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

## DECLARACIÓN

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| No estéril | Este producto se ofrece no estéril. |
|------------|-------------------------------------|

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com