

INFORMATION GÉNÉRALES

Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: Barrette de fermeture

Durée de vie: 27 ans

DESCRIPTION TECHNIQUE

La Barrette de fermeture est conçue pour refermer les sacs sans système de fermeture afin d'assurer une fermeture étanche et sécuritaire.



INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

| | |
|-------------------------|---|
| Type d'item : | Outil |
| Matériel : | Polychlorure de vinyle |
| Couleur : | Blanc et vert |
| Résistance : | Résistance à la température de -10°C à 80°C |
| Dimension : | 184 mm / 7 po |
| Autoclavable : | Non |
| Stérile : | Non |
| Fin de vie du produit : | Recyclable |

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H) | 5.75 X 8.88 X 2.63 |
| Poids de la caisse: | 1.00 LB / 0.45 KG |
| Conditionnement: | 10 (1 x 10) |
| Condition d'entreposage: | Aucune condition d'entreposage |

AUTRE

DOCUMENTATION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Fiche technique | Certificat de conformité |
| Certificat d'analyse | Fiche SDS |
| Certificat de stérilité | Déclaration pyrogènes |
| ADNase/ARNase | |

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

DÉCLARATION

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Non-stérile | Ce produit est offert non-stérile. |
|-------------|------------------------------------|

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com