

INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Dispensador

Caducidad: 27 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El dispensador es una herramienta que permite la distribución de un rollo de 250 bolsas, es resistente y compacta.



INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Herramienta
Material :	Acero inoxidable
Color :	Gris acero
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -80°C a 80°C
Dimensión :	203 x 114 x157 mm / 8 x 4.5 x 6 in
Autoclavable:	Sí
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	6.75 X 8.00 X 7.75
Peso de la caja:	0.30 LB / 0.14 KG
Condiciones de embalaje:	1 (1x1)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

OTRO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

DECLARACIÓN

No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
------------	-------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com