

### INFORMACIONES GENERALES


Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: LABrack

Caducidad: 27 años

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El LABrack es un estante de acero inoxidable que permite llevar varias bolsas de forma fácil y seguras. Puede ir a la incubadora y al autoclave, y puede apilarse para ahorrar espacio.



### INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Soporte
Material :	Acero inoxidable
Color :	Gris acero
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -80°C a 80°C
Dimensión :	197 x 419 mm / 7.8 x 16.5 plg
Autoclavable:	Sí
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

### INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	9.63 X 16.38 X 9.63
Peso de la caja:	7.00 LB / 3.18 KG
Condiciones de embalaje:	1 (1 x 1)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

### OTRO

Este producto viene con 10 clips de cierre, que sirven para cerrar las bolsas que no tienen sistema de cierre. El clip se compone de un cilindro y una pieza en forma de media luna que se sujeta y cierra por presión.

## DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

## DECLARACIÓN

No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
------------	-------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com