

## INFORMATION GÉNÉRALES


Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: LABrack

Durée de vie: 27 ans

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Le LABrack est un support en acier inoxydable qui permet de transporter plusieurs sacs facilement et de façon sécuritaire. Il peut aller dans l'incubateur et l'autoclave, et peut s'empiler pour une économie d'espace.



## INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Type d'item :	Support
Matériel :	Acier inoxydable
Couleur :	Gris acier
Résistance :	Résistance à la température de -80°C à 80°C
Dimension :	197 x 419 mm / 7.8 x 16.5 po
Autoclavable :	Oui
Stérile :	Non
Fin de vie du produit :	Recyclable

## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H)	9.63 X 16.38 X 9.63
Poids de la caisse:	7.00 LB / 3.18 KG
Conditionnement:	1 (1 x 1)
Condition d'entreposage:	Aucune condition d'entreposage

## AUTRE

Ce produit vient avec 10 barrettes de fermeture, elles servent à refermer les sacs qui n'ont pas de système de fermeture, Les barrettes sont constituées d'un cylindre et d'un morceau en forme de demi-lune que l'on clip/ferme par pression l'un sur l'autre.

## DOCUMENTATION DISPONIBLE

Fiche technique	Certificat de conformité
Certificat d'analyse	Fiche SDS
Certificat de stérilité	Déclaration pyrogènes
ADNase/ARNase	

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

## DÉCLARATION

Non-stérile	Ce produit est offert non-stérile.
-------------	------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com