

## INFORMATION GÉNÉRALES

Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: Rack'N'Lab

Durée de vie: 27 ans

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Rack'N'Lab est un support conçu pour faciliter le transport des sacs et pour tenir les sacs remplis à la verticale. Il peut aller dans la glacière, l'incubateur et l'autoclave, et peut être rangé à plat rapidement.



## INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Type d'item :	Support
Matériel :	Polypropylène
Couleur :	Blanc
Résistance :	Résistance à la température 0°C à 135°C
Dimension :	305 x 171 x 76 mm / 12 x 6.75 x 3 po
Autoclavable :	Oui
Stérile :	Non
Fin de vie du produit :	Recyclable

## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H)	1.25 X 13.00 X 23.00
Poids de la caisse:	0.70 LB / 0.32 KG
Conditionnement:	1 (1x1)
Condition d'entreposage:	Aucune condition d'entreposage

## AUTRE

**DOCUMENTATION DISPONIBLE**

Fiche technique	Certificat de conformité
Certificat d'analyse	Fiche SDS
Certificat de stérilité	Déclaration pyrogènes
ADNase/ARNase	

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

**DÉCLARATION**

Non-stérile	Ce produit est offert non-stérile.
-------------	------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com