

INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Rack'N'Lab

Caducidad: 27 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Rack'N'Lab es un soporte diseñado para facilitar el transporte de bolsas y para mantener las bolsas llenas en posición vertical. Puede ir en la nevera, a la incubadora y al autoclave, y puede almacenarse en plano rápidamente.



INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Soporte
Material :	Polipropileno
Color :	Blanco
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de 0°C a 135°C
Dimensión :	305 x 171 x 76 mm / 12 x 6.75 x 3 in
Autoclavable:	Sí
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	1.25 X 13.00 X 23.00
Peso de la caja:	2.20 LB / 1.00 KG
Condiciones de embalaje:	3 (1 x 3)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

OTRO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

DECLARACIÓN

No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
------------	-------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com