

INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Guantes estériles azules

Caducidad: 27 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricados en polietileno, los Guantes estériles azules se presentan en pares y plegados para su colocación segura.



INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Herramienta
Material :	Polietileno
Color :	Azul
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -80°C a 80°C
Dimensión :	0 x 0 mm / 0 x 0 plg
Autoclavable:	No
Estéril :	Sí
Fin de vida del producto :	Recyclable

INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	7.88 X 8.13 X 1.63
Peso de la caja:	1.50 LB / 0.68 KG
Condiciones de embalaje:	50 (1 x 50p)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

OTRO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

DECLARACIÓN

Estéril	La esterilidad se proporciona mediante irradiación. La dosis de esterilización que garantiza un nivel de garantía de esterilidad (NGE) de 10^{-3} se ha establecido de acuerdo con la norma ISO 11137.
---------	--

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com