

INFORMATION GÉNÉRALES

Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: Gants bleus stériles

Durée de vie: 27 ans

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les Gants bleus stériles sont emballés en paire et pliés de façon à être enfilés de façon sécuritaire.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

| | |
|-------------------------|---|
| Type d'item : | Outil |
| Matériel : | Polyéthylène |
| Couleur : | Bleu |
| Résistance : | Résistance à la température de -80°C à 80°C |
| Dimension : | Taille unique |
| Autoclavable : | Non |
| Stérile : | Oui |
| Fin de vie du produit : | Recyclable |

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H) | 7.88 X 8.13 X 1.63 |
| Poids de la caisse: | 1.50 LB / 0.68 KG |
| Conditionnement: | 50 (1 x 50p) |
| Condition d'entreposage: | Aucune condition d'entreposage |

AUTRE



DOCUMENTATION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Fiche technique | Certificat de conformité |
| Certificat d'analyse | Fiche SDS |
| Certificat de stérilité | Déclaration pyrogènes |
| ADNase/ARNase | |

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

DÉCLARATION

| | |
|---------|--|
| Stérile | La stérilité est assurée par irradiation. La dose stérilisante permettant de garantir un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10^{-3} a été établie selon ISO 11137. |
|---------|--|

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com