

INFORMATION GÉNÉRALES

Catégorie: Supports et outils complémentaires

Famille: Gants bleus stériles

Durée de vie: 27 ans

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les Gants bleus stériles sont emballés en paire et pliés de façon à être enfilés de façon sécuritaire.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Type d'item :	Outil
Matériel :	Polyéthylène
Couleur :	Bleu
Résistance :	Résistance à la température de -80°C à 80°C
Dimension :	0 x 0 mm / 0 x 0 po
Autoclavable :	Non
Stérile :	Oui
Fin de vie du produit :	Recyclable

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Dimension de la caisse extérieure : (L x P x H)	7.88 X 8.13 X 1.63
Poids de la caisse:	1.50 LB / 0.68 KG
Conditionnement:	50 (1 x 50p)
Condition d'entreposage:	Aucune condition d'entreposage

AUTRE



DOCUMENTATION DISPONIBLE

Fiche technique	Certificat de conformité
Certificat d'analyse	Fiche SDS
Certificat de stérilité	Déclaration pyrogènes
ADNase/ARNase	

Contactez-nous pour accéder aux ressources supplémentaires, si applicables à ce produit.

DÉCLARATION

Stérile	La stérilité est assurée par irradiation. La dose stérilisante permettant de garantir un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10^{-3} a été établie selon ISO 11137.
---------	--

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com