

### INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Reach'em

Caducidad: 27 años

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Reach'em es un adaptador ligero y resistente diseñado para que el Sani-Stick alcance superficies de difícil acceso. Se fija de manera segura a una pértiga telescópica estándar, ampliando el alcance durante las operaciones de muestreo.



### INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Herramienta
Material :	Ácido poliláctico (PLA)
Color :	Verde
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -80°C a 80°C
Dimensión :	36 x 118 mm / 1.4 x 4.6 plg
Autoclavable:	No
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

### INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	5.75 X 8.88 X 2.63
Peso de la caja:	0.23 LB / 0.10 KG
Condiciones de embalaje:	1 (1 x 1)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

### OTRO

## DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

## DECLARACIÓN

No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
------------	-------------------------------------

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com