

INFORMACIONES GENERALES

Categoría: Soportes y herramientas complementarias

Familia: Reach'em

Caducidad: 27 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Reach'em es un adaptador ligero y resistente diseñado para que el Sani-Stick alcance superficies de difícil acceso. Se fija de manera segura a una pértiga telescópica estándar, ampliando el alcance durante las operaciones de muestreo.



INFORMACIONES ESPECÍFICAS

Tipo de artículo :	Herramienta
Material :	Ácido poliláctico (PLA)
Color :	Verde
Resistencia :	Resistencia a la temperatura de -80°C a 80°C
Dimensión :	36 x 118 mm / 1.4 x 4.6 plg
Autoclavable:	No
Estéril :	No
Fin de vida del producto :	Recyclable

INFORMACION DE EMBALAJE

Dimensión de la caja exterior : (Alto x Profundidad x Ancho)	7.50 X 11.00 X 0.00
Peso de la caja:	0.23 LB / 0.10 KG
Condiciones de embalaje:	1 (1 x 1)
Condición de almacenamiento:	Sin condiciones de almacenamiento

OTRO

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Ficha técnica	Certificado de conformidad
Certificado de análisis	Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
Certificado de esterilidad	Declaración pirógenos
DNasa/RNasa	

Contáctanos para obtener recursos adicionales, si es aplicable a este producto.

DECLARACIÓN

	Material de PLA declarado conforme con la FDA 21 CFR 175.300 (contacto alimentario indirecto)
No estéril	Este producto se ofrece no estéril.
	Material conforme con la Directiva 2011/65/UE

1951, rue Nobel, Sainte-Julie, Québec, Canada, J3E 1Z6

Tél : 1.450.649.7343 | Fax : 1.450.649.3113

labplas@labplas.com | www.labplas.com